

Eno1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P06733

Artikelnummer: CM0015055



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die humane α -Enolase (ENO1) für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Ideal für Untersuchungen zur Glykolyse, transkriptionellen Repression und Plasminogenaktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ENO1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NNE; PPH; MPB1; ENO1L1; ENO1-IT1; HEL-S-17; ENO1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2023
GeneID	2023
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-434 der humanen ENO1 (NP_001419.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P06733
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Kühlakku