

Eno2 Kaninchen Mab Für Wb - P09104

Artikelnummer: CM0002804



Einführung

Monoklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes ENO2 (Gamma-Enolase, NSE), validiert für WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für neurowissenschaftliche Forschung und den Nachweis von neuron-spezifischer Enolase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ENO2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NSE; HEL-S-279; ENO2
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	2026
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 47-100 des humanen ENO2 (NP_001966.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09104
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel