

Eno2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P09104

Artikelnummer: CM0026027



Einführung

ENO2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humane Gamma-Enolase (NSE) für Western Blot und ELISA. Validierte Kreuzreaktivität mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Glykolyse, Neuroprotektion und Krebsbiomarkern.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	ENO2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NSE; HEL-S-279; ENO2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2026
Gen-ID	2026
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-127 des humanen ENO2 (NP_001966.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P09104
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eistasche