

Enos Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P29474

Artikelnummer: CM0013675



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humane endotheliale Stickstoffmonoxid-Synthase (eNOS/NOS3). Validiert für WB, IF-P, ELISA. Detektiert eine 133 kDa Bande; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu vaskulärer Signalübertragung und NO.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	eNOS Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	eNOS; ECNOS
Spezies	Human
GeneID (Human)	4846
GeneID	4846
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1000-1203 der humanen eNOS (NP_000594.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P29474
Proteingewicht	133 kDa
Versand	Eisbeutel