

Enpep Kaninchen-Pak Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q07075

Artikelnummer: CM0026946



Einführung

Präzise Detektion von Glutamyl-Aminopeptidase in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Dieser Kaninchen-pAk unterstützt Western Blot, IHC-P und ELISA in der Hypertonie- und Nierenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ENPEP Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	APA; CD249; gp160; ENPEP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2028
GenID	2028
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 708-957 von menschlichem ENPEP (NP_001968.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q07075
Proteinmolekulargewicht	109kDa
Versand	Eisbeutel