


Enpp2 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q13822

Artikelnummer: CM0020502



Einführung

ENPP2 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, der gegen humanes und murines ENPP2/ATX Lysophospholipase D (Q13822) gerichtet ist und für Forschung zum Lysophosphatidsäure-Signalweg verwendet wird.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ENPP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATX; NPP2; ATX-X; PDNP2; LysoPLD; AUTOTAXIN; PD-IALPHA; ENPP2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5168
GenID	5168
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 564-863 von humanem ENPP2 (NP_001035181.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13822
Proteingewicht	99 kDa
Versand	Eisbeutel