

Enterovirus Ev71 3D Kaninchen-Monoklonaler Antikörper (Wb, Elisa) - Ev71 3D

Artikelnummer: CM0004980

Einführung

Enterovirus EV71 3D Kaninchen-monoklonaler Antikörper (mAk) für Anwendungen im Western Blot (WB) und ELISA. Immunogen rekombinant exprimiert; erkennt das EV71 3D-Protein mit menschlicher Kreuzreaktivität. Ideal für virologische Forschung und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EV71 3D Kaninchen mAk
Spezies	Enterovirus
Immunogen	Rekombinantes Protein des Enterovirus EV71 3D
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel