


## Erab/Hsd17B10 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99714

Artikelnummer: CM0002201



### Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes ERAB/HSD17B10 (HSD17B10, Gen-ID 3028), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Erkennt ein 27kDa Proteinband.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ERAB/HSD17B10 Kaninchen mAb                                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | ABAD; CAMR; ERAB; HCD2; MHBD; HADH2; MRPP2; MRX17; MRX31; SCHAD; MRXS10; SDR5C1; HSD10MD; 17b-HSD10; DUPXp11.22; ERAB/HSD17B10                    |
| Spezies           | Human                                                                                                                                             |
| Gen-ID (Human)    | 3028                                                                                                                                              |
| Gen-ID            | 3028                                                                                                                                              |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 162-261 von humanem ERAB/HSD17B10 (Q99714) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                         |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                            |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                                |
| SWISS             | Q99714                                                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 27kDa                                                                                                                                             |
| Versand           | Eistüte                                                                                                                                           |