


Eral1-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - 075616

Artikelnummer: CM0016446



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-ERAL1-Kaninchenantikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-ERAL1, eine mitochondriale GTPase, die für die Bindung an 12S-rRNA und den Zusammenbau der kleinen Untereinheit entscheidend ist. Ideal für die mitochondriale Forschung und die Entwicklung diagnostischer Verfahren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ERAL1-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	ERA; CEGA; ERA-W; H-ERA; ERAL1A; ERAL1B; HERA-A; HERA-B; PRLTS6; ERAL1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	26284
GeneID	26284
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 198-437 des humanen ERAL1 entspricht (NP_005693.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075616
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Kühlakku