


Esra Kaninchen Mab Für Wb - P03372

Artikelnummer: CM0004061



Einführung

Rekombinanter ESR α -Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für WB, IP, ELISA, ChIP und Durchflusszytometrie. Zielt auf den menschlichen Östrogenrezeptor-alpha (ER α) für Hormonsignalisierung, Krebs- und Reproduktionsforschung ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ESR α Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ER; ESR α
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2099
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 495-595 von menschlichem ESR α (NP_000116.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA, ChIP, FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P03372
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel