


Esrp1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Nxcg1

Artikelnummer: CM0014038



Einführung

ESRP1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB und ELISA bei Mensch und Maus. Zielt auf das epithelial splicing regulatory protein 1 ab, ein Spleißfaktor, der an EMT und der Regulation epithelial-spezifischer Isoformen beteiligt ist. Geeignet für die Forschung zu Taubheit und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ESRP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RBM35A; RMB35A; DFNB109; ESRP1
Spezies	Mensch
Gen-ID	54845
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-220 des menschlichen ESRP1 (NP_060167.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q6NXG1
Proteingewicht	76kDa
Versand	Eisbeutel