


Esrrb Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 095718

Artikelnummer: CM0027990



Einführung

ESRRB Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanen und murinen ERR2 Nuklearrezeptor. Geeignet für Stammzell-Pluripotenz-, frühe Entwicklungs- und Transkriptionsregulationsforschung. 095718.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ESRRB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ERR2; ERRb; ESRL2; NR3B2; DFNB35; ERRbeta2; ERR beta-2; ESRRB
Spezies	Human
GeneID (Human)	2103
GeneID	2103
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 434-508 des humanen ESRRB (NP_004443.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	095718
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eistasche