

Etf1 Kaninchen-Pak Für Wb, If/Icc, Elisa - P62495

Artikelnummer: CM0030520



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ETF1, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-ETF1 (49 kDa), einen Translationsterminationsfaktor. Ideal für die Untersuchung der Proteinsynthese und des Nonsense-vermittelten mRNA-Abbaus (NMD).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ETF1 Kaninchen-pAk
Anmerkungen/Alias	ERF; RF1; ERF1; TB3-1; D5S1995; SUP45L1; ETF1
Spezies	Human
GeneID (Human)	2107
GeneID	2107
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 278-437 von humanem ETF1 entspricht (NP_004721.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P62495
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Kühlakku