

Etnk2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nvf9

Artikelnummer: CM0017830

Einführung

Hochspezifischer polyklonaler ETNK2-Kaninchenantikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt die humane Ethanolaminkinase 2, die an der Phospholipidbiosynthese beteiligt ist. Ideal für die IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ETNK2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	EKI2; HMFT1716; ETNK2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55224
Gen-ID	55224
Immunogen	Rekombinantes Protein oder rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-386 des humanen ETNK2 (NP_060678.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NVF9
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Kühlpack