


Ets1 Kaninchen Pab - P14921

Artikelnummer: CM0019093



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den menschlichen ETS1-Transkriptionsfaktor für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für die Erforschung von Genregulation, Immunität und Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ETS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p54; ETS-1; EWSR2; c-ets-1; ETS1
Spezies	Mensch
Gen-ID	2113 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-260 von humanem ETS1 (NP_005229.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P14921
Protein-Gewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel