

Etv4 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P43268

Artikelnummer: CM0020755



Einführung

ETV4 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper (P43268) validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen, das Aminosäuren 40-246 des humanen ETV4 abdeckt. Zielgerichtet gegen einen Transkriptionsaktivator, der an der Positionierung von Motorneuronen und der Differenzierung von Keratinozyten beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ETV4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	E1AF; PEA3; E1A-F; PEAS3; ETV4
Art	Mensch
GenID (Mensch)	2118
GenID	2118
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 40-246 des humanen ETV4 enthält (NP_001977.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43268
Proteinmasse	54 kDa
Versand	Eisbeutel