

Ev71-3C-Protease-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Ev71-3C-Kaninchen-Pab

Artikelnummer: CM0021432

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen die EV71-3C-Protease (AS 1-183). Für Western Blot und ELISA validiert, mit vorhergesagter breiter Kreuzreaktivität. Geeignet für die Enterovirusforschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EV71-3C-Kaninchen-pAb
Art	Enterovirus
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-183 der humanen EV71-3C entspricht. (B9VUU3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Andere (breites Spektrum vorhergesagt)
Versand	Kühlpack