

Ev71 3C Kaninchen-Mab - Ev71 3C

Artikelnummer: CM0006569

Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen die EV71-3C-Protease des Enterovirus, validiert für WB und ELISA. Geeignet für den Nachweis und die Erforschung von Enteroviren, mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 20 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	EV71 3C Kaninchen-mAb
Art	Enterovirus
Immunogen	Rekombinantes Protein der EV71-3C-Protease des Enterovirus
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Enterovirus
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Kühlakku