

Ev71 3D Kaninchen Pab - B9Vuu3

Artikelnummer: CM0020366

Einführung

EV71 3D Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der im Kaninchen gegen das Enterovirus EV71 3D-Protein (aa 1-217, B9VUU3) erzeugt wurde. Geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen mit Kreuzreaktivität beim Menschen. Ideal für die EV71-Forschung und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EV71 3D Kaninchen pAb
Spezies	Enterovirus
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-217 von Enterovirus EV71 3D (B9VUU3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
Versand	Eisbeutel