

Ev71 3D Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - Ev71 3D

Artikelnummer: CM0030785

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen rekombinantes Enterovirus EV71 3D-Protein gerichtet ist. Anwendbar in WB und ELISA, mit berichteter Kreuzreaktivität beim Menschen. Unterstützt den EV71-Nachweis und die Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EV71 3D Kaninchen pAb
Spezies	Enterovirus
Immunogen	Rekombinantes Protein von Enterovirus EV71 3D
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
Versand	Eistasche