

Ewsr1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P - Q01844

Artikelnummer: CM0010300



Einführung

EWSR1 Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Ziel ist der humane EWSR1 N-Terminus; reagiert mit humanen, murinen und ratten Proteinen. Ideal für Krebs- und Transkriptionsregulationsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EWSR1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	EWS; EWS-FLI1; bK984G1.4; EWSR1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2130
Gen-ID	2130
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-189 von humanem EWSR1 (Q01844) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q01844
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eistasche