

Ewsr1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q01844

Artikelnummer: CM0016801



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes EWSR1, validiert für IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Zielt auf das Protein der Ewing-Sarkom-Bruchpunktregion 1 ab, einen Transkriptionsrepressor, der an der Tumorentstehung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EWSR1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	EWS; EWS-FLI1; bK984G1.4; EWSR1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2130
GeneID	2130
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 von humanem EWSR1 (NP_001156757.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q01844
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Eisbeutel