

## Exoc3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60645

Artikelnummer: CM0021013

### Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen EXOC3 (Sec6), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung des Exocyst-Komplexes und der Exozytose in diagnostischen und Laborumgebungen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | EXOC3 Kaninchen pAb                                                                                                                  |
| Bemerkungen/Alias | SEC6; Sec6p; SEC6L1; EXOC3                                                                                                           |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                               |
| Gen-ID (Mensch)   | 11336                                                                                                                                |
| Gen-ID            | 11336                                                                                                                                |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 396-745 von menschlichem EXOC3 (NP_009208.2) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                            |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                               |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                  |
| SWISS             | O60645                                                                                                                               |
| Proteingewicht    | 86kDa                                                                                                                                |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                            |