

Exosc4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Npd3

Artikelnummer: CM0029152



Einführung

EXOSC4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA gegen Proben von Mensch und Ratte, gerichtet gegen die RNA-Exosom-Komponente RRP41 (Q9NPD3). Ideal für Studien zu RNA-Verarbeitung und Abbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EXOSC4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SKI6; p12A; RRP41; Ski6p; RRP41A; Rrp41p; hRrp41p; EXOSC4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	54512
GenID	54512
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-245 des menschlichen EXOSC4 (NP_061910.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9NPD3
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eispackung