


Extl3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O43909

Artikelnummer: CM0030676



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EXTL3, eine Glykosyltransferase und REG3-Rezeptor. Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Heparansulfat- und REG3-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EXTL3 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RPR; BOTV; REGR; EXTR1; ISDNA; EXTL1L; EXTL3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2137
Gen-ID	2137
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 52-220 von humanem EXTL3 (NP_001431.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43909
Proteingewicht	105kDa
Versand	Eisbeutel