


F2R Kaninchen Pab - P25116

Artikelnummer: CM0024730



Einführung

Hochwertiger Anti-F2R-Kaninchen-Polyklonalantikörper für den Western-Blot- und ELISA-Nachweis von humanem, murinem und Rattus-Proteinase-aktiviertem Rezeptor 1. Ideal für Gerinnungsforschung und kardiovaskuläre Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	F2R Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TR; HTR; CF2R; PAR1; PAR-1; F2R
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	2149
Gen-ID	2149
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz (42-110) des humanen F2R (NP_001983.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P25116
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eistasche