

F4/80 Kaninchen Mab Für If, Ihc-P, Elisa - Q61549

Artikelnummer: CM0006997

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-F4/80 (Emr1), geeignet für Immunfluoreszenz, Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA. Erkennt Maus- und Ratten-F4/80, ein Makrophagenmarker, der an Zelladhäsion und Treg-Entwicklung beteiligt ist. Ideal für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	F4/80 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	2015
GeneID	13733
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 367-645 von Maus-F4/80 (NP_034260.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q61549
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel