

Fadd Rabbit Polymab® Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q61160 / Q13158

Artikelnummer: CM0009805



Einführung

Hochspezifischer monoklonaler FADD-Rabbit-PolymAb®-Antikörper für die Apoptoseforschung. Validiert für WB, IP, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber humanem, Maus- und Ratten-FADD (Gen-ID 8772/14082).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FADD Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	Mort1/FADD
Art	Mensch/Maus
GeneID (Mensch)	8772
GeneID (Maus)	14082
Immunogen	Rekombinantes Protein (rekombinantes Fusionsprotein aus humanem/mäuslichem FADD)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q61160/Q13158
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Kühlakku