


Faf1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper (Wb/Elisa) - Q9Unn5

Artikelnummer: CM0027020



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes FAF1 (FAS-assoziiierter Faktor 1), geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Apoptose und DNA-Replikation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	hFAF1; CGI-03; HFAF1s; UBXD12; UBXN3A; FAF1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11124
GenID	11124
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-280 des humanen FAF1 (NP_008982.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UNN5
Proteingewicht	74kDa
Versand	Eisbeutel