

Fam160B2 Kaninchen Pak - Q80Yr2

Artikelnummer: CM0019182

Einführung

FAM160B2 Kaninchen pAk ist ein polyklonaler Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Validiert in Mensch, Maus, Ratte; zielt auf die Untereinheit HOCK-interagierendes Protein 2B des FHF-Komplexes ab, beteiligt an der MAPK/ERK-Signalgebung und der Darmbarrierefunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAM160B2 Kaninchen pAk
Bemerkungen/Alias	Rai16; Fam160b2; G430067P06Rik; FAM160B2
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	239170
GenID	239170
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 74-303 von Maus-FAM160B2 (NP_919326.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q80YR2
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel