

Fancd2 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Bxw9

Artikelnummer: CM0022952



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen FANCD2, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunpräzipitation und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-FANCD2 (164 kDa). Geeignet für die DNA-Reparatur- und Fanconi-Anämie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FANCD2 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	FA4; FAD; FACD; FAD2; FA-D2; FANCD; FANCD2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2177
Gen-ID	2177
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-291 von FANCD2 entspricht (NP_001018125.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BXW9
Proteingewicht	164 kDa
Versand	Kühlakku