


Faslg Kaninchen Pab - P48023

Artikelnummer: CM0014159



Einführung

FasLG Kaninchen-poliklonaler Antikörper für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes und murines FasLG, einen zentralen Mediator der Apoptose. Ideal für die Erforschung von Immunzelltod und Immuntoleranz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FasLG Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	APTL, FASL, CD178, CD95L, ALPS1B, CD95-L, TNFSF6, TNLG1A, APT1LG1, FasLG
Spezies	Mensch
Gen-ID	356
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 101-200 von humane FasLG (NP_000630.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P48023
Proteinmasse	31 kDa
Versand	Eisbeutel