

Schneller Myosin-Skelett-Schwerketten-Kaninchen-Mak - P12882

Artikelnummer: CM0009205

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes MYH1 (Myosin-1, Skelettmuskel-Schwerketten). Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Muskelphysiologie und Hörforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Schneller Myosin-Skelett-Schwerketten-Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	MYHa; HEL71; MYHSA1; MyHC-2x; MyHC-2X/D
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4619
GenID	4619
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 von humanem MYH1 (NP_005954.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12882
Proteingewicht	223kDa
Versand	Eisbeutel