

Fastkd5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q7L8L6

Artikelnummer: CM0024532

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen FASTKD5, geeignet für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit menschlichen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Forschung zur mitochondrialen RNA-Verarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FASTKD5 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	dj1187M17.5; FASTKD5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	60493
GenID	60493
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 495-764 von menschlichem FASTKD5 (NP_068598.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7L8L6
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel