

Fau Kaninchen Pab - P35544

Artikelnummer: CM0017575

Einführung

FAU polyklonales Kaninchen-Antikörper validiert für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Erkennt endogenes FAU/RPS30-Protein (~14 kDa) bei den Spezies Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Apoptose und Ubiquitin-ähnlichen Fusionsproteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	FAU Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S30; FAU1; Fub1; Fubi; asr1; eS30; RPS30; MNSFbeta; FAU
Spezies	Mensch
Gen-ID	2197
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-133 von menschlichem FAU (NP_001988.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35544
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel