

Fbln1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P23142

Artikelnummer: CM0023090

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Fibulin-1 (FBLN1), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem FBLN1. Geeignet für die Erforschung der extrazellulären Matrix und der Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FBLN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FBLN; FIBL1; FBLN1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2192
Gen-ID	2192
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 570-670 von humanem FBLN1 (NP_001987.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23142
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel