

Fcgrt Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P55899

Artikelnummer: CM0025764



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes FCGR1 (FcRn), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu IgG-Recycling und neonataler Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FCGR1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FCRN; FcγRn; alpha-chain; FCGR1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2217
Gen-ID	2217
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-290 von humanem FcRn (NP_004098.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55899
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel