

Fchsd1 Kaninchen Pab - Q86Wn1

Artikelnummer: CM0017951

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FCHSD1. Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Aktinpolymerisation und zytoskelettaler Dynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FCHSD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NWK2; FCHSD1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	89848
GenID	89848
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 100-400 des humanen FCHSD1 (NP_258260.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86WN1
Proteingewicht	77 kDa
Versand	Eisbeutel