

## Fcrl3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96P31

Artikelnummer: CM0016029

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FCRL3 (CD307c, MAIA), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für B-Zell-Biologie, Immunologie und Befruchtungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | FCRL3 Kaninchen pAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | MAIA; FCRH3; IFGP3; IRTA3; SPAP2; CD307c; FCRL3                                                                                |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                         |
| GenID (Mensch)    | 115352                                                                                                                         |
| GenID             | 115352                                                                                                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 600-720 von humanem FCRL3 (NP_443171.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                      |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                         |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                            |
| SWISS             | Q96P31                                                                                                                         |
| Proteingewicht    | 81kDa                                                                                                                          |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                      |