


Fes Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P07332

Artikelnummer: CM0027649



Einführung

FES Kaninchen-polyklonaler Antikörper zielt auf humanes FES (93 kDa) ab mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen in der Tyrosinkinase-Signalforschung, Mastzell-Degranulation und Zytoskelettforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FES Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FPS; FES
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2242
GenID	2242
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 120-420 des humanen FES (NP_001137256.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P07332
Proteingewicht	93 kDa
Versand	Eisbeutel