

Fgb Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P02675

Artikelnummer: CM0015607



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die menschliche Fibrinogen-Beta-Kette (FGB), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung zu Hämostase, Thrombose und Wundheilung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HEL-S-78p; FGB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2244
GenID	2244
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 111-222 von menschlichem FGB (NP_005132.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02675
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel