

Fgd4 Kaninchen Pab (Polyklonaler Antikörper) Für Wb, Elisa - Q96M96

Artikelnummer: CM0030582

Einführung

FGD4 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches FGD4 gerichtet ist, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Zytoskelettdynamik und neurologischen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGD4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CMT4H; FRABP; ZFYVE6; FGD4
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	121512
GeneID	121512
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 99-198 des menschlichen FGD4 (NP_640334.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96M96
Proteingewicht	87 kDa
Versand	Eisbeutel