

Fgf14 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q92915

Artikelnummer: CM0030704

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den menschlichen Fibroblastenwachstumsfaktor 14 (FGF14), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Entwicklung und Funktion des Nervensystems.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGF14 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	FHF4; NYS4; FHF-4; SCA27; FGF-14; SCA27A; SCA27B; FGF14
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2259
Gen-ID	2259
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-252 des menschlichen FGF14 (NP_787125.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92915
Proteinmasse	28kDa
Versand	Eispackung