

Fgf2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09038

Artikelnummer: CM0003442

Einführung

FGF2 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert in WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes FGF2 (bFGF), einen heparinbindenden Wachstumsfaktor, der an Zellproliferation, Differenzierung und Angiogenese beteiligt ist. Ideal für Onkologie und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGF2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BFGF; FGFB; FGF-2; HBFG-2; F2
Spezies	Mensch
GenID	2247
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem FGF2 (NP_001997.5) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P09038
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel