

Fgfr2 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - P21802

Artikelnummer: CM0022587



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes FGFR2, geeignet für IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Entwicklungsbiologie, Onkologie und die Erforschung von Skeletterkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FGFR2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BEK; JWS; BBDS; CEK3; CFD1; ECT1; KGFR; TK14; TK25; BFR-1; CD332; K-SAM; FGFR2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	2263
Gen-ID	2263
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P21802
Proteingewicht	92kDa
Versand	Eistasche