

Fhl1 Kaninchen Pab Für Wb Und Elisa - Q13642

Artikelnummer: CM0024864



Einführung

Dieser polyklonale Antikörper vom Kaninchen erkennt das Four and a half LIM domains protein 1 (FHL1/SLIM), einen Regulator der Muskelentwicklung. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert er mit Maus und eignet sich somit für Studien an Skelettmuskulatur und Hypertrophie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FHL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KYOT; SLIM; FCMSU; FHL-1; FHL1A; FHL1B; FLH1A; SLIM1; XMPMA; RBMX1A; RBMX1B; SLIM-1; SLIMMER; FHL1
Spezies	Mensch
GeneID	2273
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-296 von humanem FHL1 (NP_001153171.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13642
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel