


Fip200 Kaninchen-Pab - Q8Tdy2

Artikelnummer: CM0015282



Einführung

FIP200 Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper zum Nachweis von humanem, Maus- und Ratten-RB1CC1. Validiert für WB, IHC-P und ELISA; ideal für die Autophagie- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FIP200 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CC1; ATG17; FIP200; PPP1R131
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	9821
GeneID	9821
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1280-1400 des humanen FIP200 (NP_055596.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TDY2
Proteingewicht	183 kDa
Versand	Kühlakku