

Fitc Anti-Hähnchen Cd4 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9W6V7

Artikelnummer: CM0004644

Einführung

FITC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Hühner-CD4 (55 kDa). Geeignet für die Durchflusszytometrie an Hühner-Lymphozyten. Gegen die extrazelluläre Domäne des T-Zell-Oberflächenproteins gerichtet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FITC Kaninchen anti-Hähnchen CD4 mAk
Bemerkungen/Alias	CD4
Spezies	Hähnchen
Gen-ID (Mensch)	920
Gen-ID	395362
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 28-423 von Hühner-CD4 (NP_989980.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Hähnchen
SWISS	Q9W6V7
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel