

Fitc Anti-Maus Cd3E Monoklonaler Antikörper - Cd3E

Artikelnummer: CM0003976

Einführung

FITC-konjugierter monoklonaler Antikörper, der spezifisch Maus-CD3e (CD3-Epsilon) für Durchflusszytometrie-Anwendungen erkennt. Hergestellt aus Armenischem Hamster, ermöglicht dieses Reagenz die präzise Detektion von T-Lymphozyten in Mausproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FITC Anti-Maus CD3e mAk
Bemerkungen/Alias	CD3; T3e; CD3epsilon
Spezies	Maus
Gen-ID	12501
Immunogen	Rekombines Protein von Maus CD3e
Quelle	Armenischer Hamster
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
Versand	Eisbeutel