

Fitc-Kaninchen-Anti-Ziegen-Igg-(Fc)-Fragment-Monoklonaler Antikörper - Ziegen-Igg-Fc

Artikelnummer: CM0009886

Einführung

Hochspezifischer, mit FITC konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen das Fc-Fragment von Ziegen-IgG, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal zum Nachweis von Ziegen-IgG in Forschungs- und diagnostischen Immunoassays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FITC-Kaninchen-anti-Ziegen-IgG-(Fc)-Fragment-mAk
Spezies	Ziege
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Protein des Fc-Fragments von Ziegen-IgG.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Ziege
Versand	Eisbeutel